

FİZİKSEL TEKSTİL MUAYENE LABORATUVARI



Uster Tester-4

İplikte düzgünlük, ince yer, kalın yer, neps, tüylülük ölçümleri ile ölçülen niteliklerin standart sapma ve varyasyon katsayısı gibi istatistiksel analizlerinin objektif olarak tespiti amaçlı kullanılmaktadır.



İplik sarım çırığı

İplik numaralarının tespitinde belirlenen uzunlukta numune alımı amacıyla kullanılmaktadır.



Şerit Çırığı

Şerit ve fitil numaralarının tespitinde belirlenen uzunlukta numune alımı amacıyla kullanılmaktadır.



Konik Levha-Subjektif İplik Düzgünlüğü

İplikte düzgünlük, tüylülük, neps ve diğer belirgin hataların subjektif tayini için kullanılmaktadır.



Mikroskop

Liflerin enine ve boyuna kesitlerinin incelenmesi amacıyla kullanılmaktadır.



Stereo Mikroskop

Mikroskop ile alınan görüntülerin bilgisayar ortamına aktarılması amacıyla kullanılmaktadır



Rutubet Ölçüm Cihazı

Elyaf nem içeriğinin kurutma esasına göre tespit edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.



Numune Kesici

Kumaş gramajının tespitinde istenilen ebatta numune almak amacıyla kullanılmaktadır.