

KİMYASAL TEKSTİL MUAYENE LABORATUVARI



Hotplate Isıtıcı

Her türlü sıvı numunenin ısıtılması amacıyla, kullanılmaktadır.



Infrared Numune Boyama Makinesi

Tekstil ürünlerinin çektirme yöntemine göre terbiye işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.



Işık Kabini

Tekstil ürünlerinin renklerinin ve yüzey özelliklerinin standart ışık altında değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.



Etüv

Tekstil yüzeylerinin kurutulması amacıyla kullanılmaktadır.



Çeker Ocak

Zararlı kimyasalların kokusunun laboratuvar ortamına yayılmasını önlemek amacıyla kullanılmaktadır



Saf Su Cihazı

Laboratuvarda yapılan tüm çalışmalardaki saf su ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılmaktadır.



Yıkama Haslığı Test Cihazı

Boyalı tekstil yüzeylerinin yıkama haslık testlerini gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.



Dikey Fulard

Tekstil yüzeylerinin emdirme yöntemine göre terbiye işlemlerini gerçekleştirmek kullanılmaktadır.



Manyetik Karıştırıcı

Yüksek devirli karışım gerektirmeyen çözeltilerin hazırlanması amacıyla kullanılmaktadır.



Persprometre

Boyalı tekstil yüzeylerinin yağ haslık (ter, su gibi) testlerini gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.



pH Metre

Sıvı numunelerin pH ölçümlerini gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır



Mekanik Karıştırıcı

Yüksek devirli karışım gerektiren çözeltilerin hazırlanması amacıyla kullanılmaktadır.



Hassas Terazi

Her türlü tartım işlemleri amacıyla kullanılmaktadır.